

|                    |                                                   |  |  |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Proquident®</b> | <b>FICHA TÉCNICA</b><br><b>PRODUCTO TERMINADO</b> |  |  | Código: GC-FT-376 |
|                    |                                                   |  |  | Versión: 3        |
|                    |                                                   |  |  | Página 1 de 1     |

|                               |                                                                                             |               |                |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>    | CEPILLO DENTAL ADULTO CERDA MEDIA BOLSA INDIVIDUAL DE PROQUIDENT                            |               |                |                    |
| <b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b> | <b>CONTENIDO</b>                                                                            | <b>EAN 13</b> | <b>EAN 14</b>  | <b>UND EMPAQUE</b> |
|                               | 1 Bolsa                                                                                     | 7702314355243 | 37702314355244 | x 25 Unidades      |
| <b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b> | 2017DM-0001210-R1                                                                           |               |                |                    |
| <b>INGREDIENTES</b>           | Cepillo en Polipropileno- Poliestireno con cerdas redondeadas de Nylon, de colores surtidos |               |                |                    |
| <b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>    | 3 años                                                                                      |               |                |                    |
| <b>FABRICANTE</b>             | Proquident S.A. – Cepimax S.A.S.                                                            |               |                |                    |

| CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  |                         | ESPECIFICACIONES                                                                            |  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ASPECTO                         |                         | Cepillo en Polipropileno- Poliestireno con cerdas redondeadas de Nylon, de colores surtidos |  |
| COLOR                           |                         | Variado                                                                                     |  |
| CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS   |                         | ESPECIFICACIONES                                                                            |  |
| DIMENSIONES                     | Número de orificios     | 49 agujeros                                                                                 |  |
|                                 | Filamentos por orificio | 16 – 19 filamentos                                                                          |  |
|                                 | Altura de las cerdas    | 11,00 mm ± 0,50 mm                                                                          |  |
|                                 | Largo total             | 183 ± 2 mm                                                                                  |  |
| CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS |                         | ESPECIFICACIONES                                                                            |  |
| NO APLICA                       |                         |                                                                                             |  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCLAMAS</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas de texturas suaves.</li> <li>- Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y calculo dental.</li> <li>- Cepillo con cerdas de Nylon de textura suave. Cabeza redonda para evitar traumatismos e irritaciones.</li> </ul> |
| <b>MODO DE EMPLEO</b>                        | <p>Usa <i>Crema dental, Cepillo y Enjuague bucal Proquident</i> diariamente.</p> <p>Cambia tu cepillo cada dos meses.</p> <p>Consulta a tu odontólogo regularmente.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>         | Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b> | <p>Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y calculo dental.</p> <p>Si nota alguna reacción extraña en la cavidad oral, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.</p>                                                               |
| <b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>                   | Cartón con burbuja plástica en PET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)