

	<b>FICHA TÉCNICA</b>			Código: GC-FT-710
	<b>PRODUCTO TERMINADO</b>			Versión: 4
				Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CEPILLO DENTAL ADULTO 490 BLÍSTER X 5 UND SONRIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	Blíster x 5 Unidades	7702314451167	27702314451161	20 x Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	INVIMA 2017DM-001210-R1			
<b>INGREDIENTES</b>	Cerdas de Nylon Dupont, Poliestireno, Caucho Termoplástico.			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Cepimax S.A.S			
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	9603.21.00.00			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO		Blíster por una unidad de cepillo en prolipropileno - poliestireno con cerdas redondeadas de Nylon.
COLOR		Colores surtidos
<b>CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
MATERIAL PARTICULADO		Ausencia
TEXTURA DE LAS CERDAS		Media
DIMENSIONES	ORIFICIOS EN LA CABEZA	49 Agujeros
	FILAMENTOS POR AGUJERO	16 - 19 Filamentos
	ALTURA DE LAS CERDAS	1.0 mm ± 0.50 mm
	LARGO TOTAL	190 mm ± 1 mm
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
		NO APLICA

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepillo medio / Cerdas redondeadas.</li> <li>- Cabeza ovalada que permite que el cepillo llegue hasta los últimos molares.</li> <li>- Cerda con textura mediana de Nylon Bright line, totalmente redondeadas para no lastimar las encías.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>Cepillarse los dientes mínimos tres veces al día.</p> <p>El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad.</p>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-710
		Versión: 4
		Página 2 de 2

<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada dos meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Cartón con burbuja plástica PET.

Copia no controlada

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)