

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-751
				Versión: 2
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CEPILLO DENTAL ADULTO 490 BICOMPONENTE BLÍSTER X 5 UNDS PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	Blister x 5 Unidades	7702314155300	27702314155304	x 20 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2017DM-0001210-R1			
INGREDIENTES	Cerdas de Nylon Dupont, Poliestireno, Caucho Termoplástico			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Cepimax S.A.S			
PARTIDA ARANCELARIA	9603.21.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Blister por cinco unidades de cepillo en Polipropileno - Poliestireno con cerdas redondeadas de Nylon.
COLOR		Colores surtidos.
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS		ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES	Cantidad de orificios	49 Agujeros
	Filamentos por agujero	16 - 19 filamentos
	Altura de las cerdas	11,00 mm ± 0,50 mm
	Largo total	190 mm ± 1 mm
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		ESPECIFICACIONES
		NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<p>CEPILLO MEDIO - CERDAS REDONDEADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabeza ovalada que permite que el cepillo llegue hasta los últimos molares. - Cerdas de textura mediana de Nylon Bright Line, totalmente redondeadas para no lastimar las encías.
MODO DE EMPLEO	<p>Cepílese los dientes, mínimo tres veces al día.</p> <p>El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad.</p> <p>Limpie las superficies externas e internas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores, limpie las superficies de masticación. Para tener un aliento más fresco, no olvide cepillarse también la lengua y utilizar pasta dentífrica.</p>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-751
		Versión: 2
		Página 2 de 2

PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada dos meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.</p> <p>Si nota alguna reacción extraña en su cavidad oral, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.</p> <p>Para tener una mejor higiene bucal use crema dental, cepillo y enjuague bucal Proquident diariamente. Consulte a su odontólogo regularmente.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartón con burbuja plástica en PE

Copia no controlada