

Proquident	FICHA TÉCNICA	Código: GC-FT-859
	PRODUCTO TERMINADO	Versión: 2
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CEPILLO ADULTO SENSITIVE			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	Blíster x 1 Unidad	7702314451372	27702314451376	x 12 Unidades
	Blíster x 2 Unidades	7702314451464	27702314451468	x 12 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2021DM-0024771			
INGREDIENTES	Polipropileno (PP), Caucho termoplástico (TPR) y Nylon Dupont Tinex.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Ascend Excellence Daily Products Jiangsu Co., Ltd			
PARTIDA ARANCELARIA	9603.21.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		ESPECIFICACIONES	
ASPECTO		Cepillo dental con cerdas redondeadas de Nylon, mango blanco de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR) marcado con el logo de Proquident.	
COLOR		Azul con blanco o plateado con blanco, según estándar.	
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS		ESPECIFICACIONES	
AGUJEROS EN EL CABEZAL		8 agujeros elípticos	
FILAMENTOS POR AGUJERO		1230 – 1250 filamentos	
ALTURA DE LAS CERDAS		10 mm ± 0,5 mm	
DIMENSIONES CEPILLO	Largo	12 mm ± 1 mm	
	Ancho	16 mm ± 1 mm	
	Alto	191 mm ± 1 mm	
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		ESPECIFICACIONES	
NO APLICA			

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Cepillo especialmente diseñado para DIENTES SENSIBLES con cerdas exteriores SUAVES que no maltratan tus encías para garantizar una limpieza profunda. Cabeza ovalada para mayor alcance y mango ergonómico delgado para evitar el exceso de presión al cepillar tus dientes.
MODO DE EMPLEO	<p>Cepílese los dientes, mínimo tres veces al día.</p> <p>El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad.</p> <p>Limpie las superficies externas e internas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores, limpie las superficies de</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-859
		Versión: 2
		Página 2 de 2

	masticación. Para tener un aliento más fresco, no olvide cepillarse también la lengua y utilizar pasta dentífrica.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada tres meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.</p> <p>Si nota alguna reacción extraña en su cavidad oral, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.</p> <p>Para tener una mejor higiene bucal use crema dental, cepillo y enjuague bucal Proquident diariamente. Consulte a su odontólogo regularmente.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartón con burbuja plástica en PEI.

Copia no controlada