

<b>Proquident</b>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-115
		Versión:
		Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CEP INTERPROXIMAL 470 BLISTER PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	Blíster x 4 un	7702314153702	27702314153706	x 24 unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	2017DM-0001210-R1			
<b>INGREDIENTES</b>	Polipropileno (PP), nylon, Acero inoxidable			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.			
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	9018.49.10.00			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
<b>ASPECTO</b>		Cepillo interproximal cilíndrico con cerdas blancas de nylon antibacterial y alambre inoxidable recubierto con poliuretano.
<b>COLOR</b>		Variado
<b>CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
<b>DIMENSIONES</b>	Calibre del alambre	0,31 mm
	Diámetro de la cabeza	3,50 mm ± 0,50 mm
	Largo de la cabeza	20,50 mm ± 0,50 mm
	Largo total del cepillo	50,00 mm ± 1,00 mm

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repuesto cepillo interproximal fino 470.</li> <li>• Interproximal antibacterial.</li> <li>• Cepillo antibacterial para higiene interdental.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>Para su correcto uso, debe desplazarse desde afuera hacia adentro en las paredes interproximales. Por la forma como vienen presentados, pueden usarse con o sin mango auxiliar.</p> <p>Cepílese los dientes mínimos tres veces al día.</p> <p>El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad. Limpie las superficies externas e internas de los dientes superiores y luego las de los inferiores, limpie las superficies de masticación.</p> <p>Para tener un aliento más fresco, no olvide cepillarse también la lengua y utilizar pasta dentífrica.</p>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Para limpieza en aquellos lugares donde el cepillo convencional no llega (paredes interproximales), específicamente en prótesis fija o en caso de tratamientos de ortodoncia y periodoncia.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident</b> <sup>®</sup>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: <i>GC-FT-115</i>
		Versión:
		Página 2 de 2

	<p>Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada tres meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.</p> <p>Si nota alguna reacción extraña en la cavidad oral del niño, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.</p> <p>Para tener una mejor higiene bucal use crema dental, cepillo y enjuague bucal Proquident diariamente. Consulte a su odontólogo regularmente.</p>
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Cartón con burbuja plástica en PET