

<b>Proquident</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>			Código: GC-FT-701
				Versión: 5
	Página 1 de 2			

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CEPILLO INTERPROXIMAL 473 BLÍSTER X 5 UNDS PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	Blíster x 5 Unidades	7702314153733	17702314153730	x 12 Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	2017DM-0001210-R1			
<b>INGREDIENTES</b>	Nylon: Tyner natural calibre 0.003" Alambre: Inoxidable calibre 0.35 mm recubierto con Poliuretano			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.			
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	9603.21.00.00			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
ASPECTO		Cepillo interproximal cilíndrico con cerdas blancas de Nylon antibacterial y alambre inoxidable recubierto con Poliuretano	
COLOR		Cerdas blancas	
<b>CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
DIMENSIONES	Calibre del alambre	0,31 mm	
	Diámetro cabeza del cepillo	3,25 mm ± 0,25 mm	
	Largo de la cabeza	12,4 mm ± 0,4 mm	
	Largo total del cepillo	25,3 mm ± 0,3 mm	
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
NO APLICA			

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	Repuesto de Cepillo Interproximal diseñado para una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental, especialmente en personas sometidas a tratamientos de ortodoncia.
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Para su correcto uso, debe desplazarse desde afuera hacia adentro en las paredes interproximales. Por la forma como viene presentados, pueden usarse con o sin mango auxiliar.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada dos meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.  Si nota alguna reacción extraña en su cavidad oral, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident</b> <sup>®</sup>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-701
		Versión: 5
		Página 2 de 2

	Para tener una mejor higiene bucal use <i>Crema dental, Cepillo y Enjuague bucal Proquident</i> diariamente. Consulte a su odontólogo regularmente.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Cartón con burbuja plástica en PET.

Copia no controlada

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)