

<b>Proquident</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b>			Código: GC-FT-671
				Producto terminado
	<b>PRODUCTO TERMINADO</b>			Versión: 5
				Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CEPILLO DENTAL KIDS 320 BICOMPONENTE BLÍSTER 2 X 1 PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	Blíster x 2 Unidades	7702314451143	17702314451140	x 144 Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	2017DM-0001210-R1			
<b>INGREDIENTES</b>	Poliestireno (PS), Polipropileno (PP) y Nylon			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Cepimax S.A.S			
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	9603.21.00.00			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
<b>ASPECTO</b>		Cepillo en poliestireno-polipropileno con cerdas de Nylon redondeadas, de figuras y colores surtidos.	
<b>COLOR</b>		Colores surtidos.	
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
<b>DIMENSIONES</b>	Cantidad de orificios	28 - 32 Agujeros	
	Filamentos por agujero	20 – 30 Filamentos	
	Altura de las cerdas	9,0 mm ± 0,5 mm	
	Largo total	153 mm ± 2 mm	
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
		NO APLICA	

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<p>CEPILLO DENTAL KIDS 320 - CERDAS SUAVES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menores 6 años.</li> <li>- Mango anatómico diseñado para ajustarse a manos pequeñas.</li> <li>- Cerdas con terminación redonda, elaboradas en Nylon Bright Line, suaves y flexibles, que permiten una mejor remoción de la placa bacteriana.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>Cepílese los dientes, mínimo tres veces al día.</p> <p>El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad.</p> <p>Limpie las superficies externas e internas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores, limpie las superficies de masticación. Para tener un aliento más fresco, no olvide cepillarse también la lengua y utilizar pasta dentífrica.</p>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident</b>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-671
		Versión: 5
		Página 2 de 2

<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	<p>Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada dos meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.</p> <p>Si nota alguna reacción extraña en su cavidad oral, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.</p> <p>Para tener una mejor higiene bucal use <i>Crema dental sin flúor, Cepillo y Enjuague bucal Proquident</i> diariamente. Consulte a su odontólogo regularmente.</p>
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Cartón con burbuja plástica en PE

Copia no controlada