

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-671
				Versión: 5
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CEPILLO DENTAL KIDS 320 BICOMPONENTE BLÍSTER 2 X 1 PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	Blíster x 2 Unidades	7702314451143	17702314451140	x 144 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2017DM-0001210-R1			
INGREDIENTES	Poliestireno (PS), Polipropileno (PP) y Nylon			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Cepimax S.A.S			
PARTIDA ARANCELARIA	9603.21.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		ESPECIFICACIONES		
ASPECTO		Cepillo en poliestireno-polipropileno con cerdas de Nylon redondeadas, de figuras y colores surtidos.		
COLOR		Colores surtidos.		
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS		ESPECIFICACIONES		
DIMENSIONES	Cantidad de orificios	28 - 32 Agujeros		
	Filamentos por agujero	20 – 30 Filamentos		
	Altura de las cerdas	9,0 mm ± 0,5 mm		
	Largo total	153 mm ± 2 mm		
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		ESPECIFICACIONES		
		NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	CEPILLO DENTAL KIDS 320 - CERDAS SUAVES - Menores 6 años. - Mango anatómico diseñado para ajustarse a manos pequeñas. - Cerdas con terminación redonda, elaboradas en Nylon Bright Line, suaves y flexibles, que permiten una mejor remoción de la placa bacteriana.
MODO DE EMPLEO	Cepíllese los dientes, mínimo tres veces al día. El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad. Limpie las superficies externas e internas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores, limpie las superficies de masticación. Para tener un aliento más fresco, no olvide cepillarse también la lengua y utilizar pasta dentífrica.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-671
		Versión: 5
		Página 2 de 2

PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada dos meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo. Si nota alguna reacción extraña en su cavidad oral, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza. Para tener una mejor higiene bucal use <i>Crema dental sin flúor, Cepillo y Enjuague bucal Proquident</i> diariamente. Consulte a su odontólogo regularmente.
	MATERIAL DE EMPAQUE
	Cartón con burbuja plástica en PET

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com