

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-36
		Versión: 4
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CEP ORTODONCIA 504 PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	Blister x 1 un	7702314155041	17702314155048	x 144 unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2017DM-0001210-R1			
INGREDIENTES	Polipropileno (PP) y nylon			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A., CEPIMAX S.A.S			
PARTIDA ARANCELARIA	9603.21.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Cepillo de polipropileno con cerdas blancas de nylon dupont tynex, mango traslúcido marcado con el logo de Proquident en colores surtidos. Cerdas internas más cortas que las externas.
COLOR		Variado
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS		ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES	Cantidad de orificios	38 agujeros
	Filamentos por agujero	16 – 19 filamentos
	Altura de las cerdas internas	8,00 mm ± 0,50 mm
	Altura de las cerdas externas	11,00 mm ± 0,50 mm
	Largo total	175 mm ± 1 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> Efectiva remoción de la placa bacteriana Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y calculo dental. Cerdas de Nylon Dupon Tynex con corte en V para eliminar la placa alrededor de los Brackets.
MODO DE EMPLEO	<p>Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental. Tamaño ideal que facilita su transporte a la hora de viajar.</p> <p>Cepílese los dientes mínimos tres veces al día.</p> <p>El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad. Limpie las</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: <i>GC-FT-36</i>
		Versión: 4
		Página 2 de 2

	<p>superficies externas e internas de los dientes superiores y luego las de los inferiores, limpie las superficies de masticación.</p> <p>Para tener un aliento más fresco, no olvide cepillarse también la lengua y utilizar pasta dentífrica.</p>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada tres meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.</p> <p>Si nota alguna reacción extraña en la cavidad oral del niño, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.</p> <p>Para tener una mejor higiene bucal use crema dental, cepillo y enjuague bucal Proquident diariamente. Consulte a su odontólogo regularmente.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartón con burbuja plástica en PET

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com