

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-349
				Versión: 4
				Página 1 de 3

NOMBRE DEL PRODUCTO	CEPILLO DE DIENTES DE SILICONA EN BLÍSTER GRATIS CREMA BABY X 25 ML PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	Crema x 25 mL	7702314155232	17702314155239	x 12 unidad
	Cepillo			x 12 unidad
NOTIFICACIÓN SANITARIA	Crema: NSOC50084-12CO			
	Cepillo: 2016DM-0014474			
INGREDIENTES CREMA	Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Xylitol, Cellulose Gum, Aroma, Calcium Lactate, Sorbic Acid.			
INGREDIENTES CEPILLO	Dedal con cerdas en silicona grado alimenticio.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	Crema: 3 años			
	Cepillo: No aplica			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	Crema: 3306.10.00.00			
	Cepillo: 3924.90.00.00			

CREMA DENTAL	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Gel traslucido viscoso homogéneo, libre de partículas extrañas
COLOR	Incoloro a amarillo pálido
OLOR	Manzana-Banano, según estándar
SABOR	Manzana-Banano, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	5,00 - 6,00
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,1100 - 1,3000
VISCOSIDAD	90000 – 160000 cP, Aguja N° 07 a 10 RPM
TORQUE	20 % – 80%
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-349
		Versión: 4
		Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Crema dental sin Flúor. - Libre de Sulfatos y parabenos. - Con lactato de Calcio - Con Xilitol
MODO DE EMPLEO	Colocar una pequeña cantidad de la <i>Crema Dental Baby Proquident</i> en el dedo de silicona o un cepillo con cerdas extra suaves. Realizar un movimiento circular suave para remover restos de comida y placa. Usar preferiblemente después de cada comida y antes de dormir.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Recuerde visitar a su odontopediatra y él identificará las necesidades puntuales. No dejar al bebé sin atención con el dedo de silicona.</p> <p>Edad recomendada: a partir de los 3 hasta los 24 meses o según recomendación del odontopediatra.</p> <p>Si observa algún tipo de reacción: irritación, intolerancia local o sensibilización, presencia de alergias, suspenda el uso y consulte con el médico.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo ABL con tapa en PP.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-349
		Versión: 4
		Página 3 de 3

DEDAL DE SILICONA		
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Cepillo traslúcido, en forma cilíndrica con cerdas suaves en silicona en el extremo superior
COLOR		Traslúcido
MATERIAL PARTICULADO		Ausencia
TEXTURA DE LAS CERDAS		Suave
DIMENSIONES	DEDAL	Ø Interno: 17 mm ± 0,50 mm
		Altura total: 53,00 mm ± 2,00 mm
	CERDAS	Ø 0.7 mm x 23 mm x 4 mm ± 1mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	El <i>Cepillo Baby – Dedal de silicona Proquident</i> , está diseñado especialmente para la limpieza y estimulación de las encías y los primeros dientes de tu bebé. Elaborado en silicona extra suave de alta calidad y de fácil manipulación para los padres.
MODO DE EMPLEO	Ubique el dedal de silicona en su dedo índice. Sostenga la cabeza del bebé, introduzca el cepillo de silicona en la boca del bebé y masajee suavemente las encías y primeros dientes. Puede enjuagar el cepillo con agua tibia mientras lo está utilizando.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Conservar a una temperatura menor de 30 °C.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Debe ser utilizado por un adulto. Lave el cepillo con agua caliente después de cada uso. Manténgalo en un lugar seco y fresco. No lo deje a la luz del sol o calor directo. Reemplace si observa roturas y/o estiramiento.
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartón con burbuja plástica en PET.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com