

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-686
		Versión: 03
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL PRODUCTO	Cepillo Baby Dedal de Silicona
PRESENTACIÓN	Unidad
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2016DM-0014474
INGREDIENTES	Cepillos de encías, 100 % SILICONA GRADO ALIMENTICIO, o Cepillo de polipropileno de cerdas suaves libre de bordes puntudos o afilados
TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO	No Aplica
FABRICANTE	Proquident S.A.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Cepillo traslúcido, en forma cilíndrica con cerdas suaves en silicona en el extremo superior
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
TEXTURA DE LAS CERDAS	Suave
DIMENSIONES	ESPECIFICACIONES
Número de cerdas	107
Diámetro interno inferior	17,00 mm ± 0,50 mm
Altura total	53,00 mm ± 2,00 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE EMPAQUE	No Aplica
MODO DE EMPLEO	Ubique el dedal de silicona en su dedo índice. Sostenga la cabeza del bebé, introduzca el cepillo de silicona en la boca del bebé y masajee suavemente las encías y primeros dientes. Puede enjuagar el cepillo con agua tibia mientras lo está utilizando.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantenga en un lugar fresco y seco. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Debe ser utilizado por un adulto. Lave el cepillo con agua caliente después de cada uso. Reemplace si observa roturas y/o estiramiento.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com