

	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>		Código: GC-FT-505
			Versión: 7
			Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CINTA DENTAL DE TEFLÓN CON MENTA			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	50 m	7702314117322	37702314117323	x 36 Unidades
	400 m	7702314117476	17702314117473	x 8 Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	INVIMA 2017DM-0016095			
<b>INGREDIENTES</b>	Monofilamento de 100% PTFE. Sabor Menta.			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Cinta de teflón debidamente bien enbobinado que no se debe deshilar durante su manipulación.
COLOR	Blanco
SABOR	Menta
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
PORCENTAJE DE PARAFINA Y MENTA	Mínimo 12%
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 5000 UFC / mL
HONGOS, MOHOS Y LEVADURAS	< 5000 UFC / mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con cera.</li> <li>- Sabor a menta.</li> <li>- Ideal para espacios interdentes estrechos.</li> <li>- Remueve la placa bacteriana, no se revienta.</li> <li>- Desliza suavemente y es ideal para espacio interdentes estrechos.</li> <li>- Prevención gingivitis.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cortar aproximadamente 40 cm de cinta y enrolle los extremos alrededor del dedo medio de ambas manos.</li> <li>- Haga pasar la seda entre diente y diente, usando los dedos pulgar e índice.</li> <li>- Presione la cinta contra cada uno de los dientes y desplácela de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro.</li> <li>- Repita la operación anterior con nuevo tramo de cinta dental de teflón.</li> </ul>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-505
		Versión: 7
		Página 2 de 2

	- Usar antes o después del cepillado. Consulta a tu odontólogo regularmente.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Úsala antes o después de cada cepillado. Consulta a tu odontólogo regularmente.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Estuche plástico en PP, burbuja plástica PET y respaldo de cartón.

Copia no controlada