

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-10
		Versión: 5
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL PRODUCTO	ENHEBRADORES PLÁSTICOS PARA SEDA DENTAL PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	Blíster x 24 Unidades	7702314160243	17702314160240	x 12 Unidades
	Sin blíster x 24 Unidades	7702314160274	37702314160275	x 200 Unidades
	Granel	7702314700074	NO APLICA	x 1000 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	N.º 2010014709, no requiere Registro Sanitario			
INGREDIENTES	Nylon			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3929.90.90.90			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Nylon (filamento) de plástico en forma de ojal de un sólo filamento, liso y brillante
COLOR	Azul, según estándar
OLOR	Inoloro
SABOR	Insaboro
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES	Ojal: 2 cm ± 0,3 cm (20 mm ± 3 mm)
	Tallo: 5 cm ± 0,5 cm (50 mm ± 5 mm)
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Diseñado para facilitar el paso de la seda dental por lugares de difícil acceso, como debajo de los puentes fijos, entre aparatos ortodónticos o entre dientes hundidos y/o ferulados.
MODO DE EMPLEO	Insertar en el enhebrador 40 cm de <i>Seda dental Proquident</i> . Introducirlo por los espacios interproximales, retirar el enhebrador dejando la seda en el espacio, hacer uso de ella como es debido.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Úselo después de cada comida como complemento en la higiene bucal. Consulta a tu odontólogo regularmente.
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartón con burbuja plástica en PET.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com