

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-10
		Versión: 6
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL PRODUCTO	ENHEBRADORES PLÁSTICOS PARA SEDA DENTAL PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	Blíster x 24 Unidades	7702314160243	17702314160240	x 12 Unidades
	Sin blíster x 24 Unidades	7702314160274	37702314160275	x 200 Unidades
	Granel	7702314700074	NO APLICA	x 1000 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	N.º 2010014709, no requiere Registro Sanitario			
INGREDIENTES	Nylon			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Nylon (filamento) de plástico en forma de ojal de un sólo filamento, liso y brillante
COLOR	Azul, según estándar
OLOR	Inoloro
SABOR	Insaboro
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES	Ojal: 2 cm $\pm$ 0,3 cm (20 mm $\pm$ 3 mm)
	Talle: 5 cm $\pm$ 0,5 cm (50 mm $\pm$ 5 mm)
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Diseñados para facilitar el paso de la seda dental por lugares de difícil acceso, como: debajo de los puentes fijos, entre aparatos ortodónticos o entre dientes hundidos y/o ferulados.
MODO DE EMPLEO	Insertar en el enhebrador 40 cm de <i>Seda dental Proquident</i> . Introducirlo por los espacios interproximales, retirar el enhebrador dejando la seda en el espacio, hacer uso de ella como es debido.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Úselo después de cada comida como complemento en la higiene bucal. Consulta a tu odontólogo regularmente.
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartón con burbuja plástica en PET.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com