

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-383
				Versión: 5
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	FLOSSER ADULTO PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	40 Unidades en Bolsa Individual	7702314316305	17702314316302	x 12 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2017DM-0016095			
INGREDIENTES	Filamentos de Nylon 100% redondo o Poliéster texturizado, recubiertos con cera de abejas. Sabor a Menta.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Bucal Solutions / Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.20.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Flosser liso al tacto, sin rebabas o perforaciones
COLOR	Azul, según estándar
OLOR	Menta, según estándar
SABOR	Menta, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES DEL FLOSSER	Largo: 184 mm ± 1 mm
	Ancho Arco interno: 19 mm ± 1 mm
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - De forma fácil y segura, remueve la placa dentobacteriana de los espacios interdentes y evita la inflamación de las encías, la formación de caries, cálculos dentales y enfermedades periodontales. - Arcos con seda dental sabor a menta, de uso fácil y seguro para limpiar los espacios interdentes. - Flosser adulto con cera natural. - Se desliza suavemente entre los dientes y remueve la placa bacteriana.
MODO DE EMPLEO	Tomar el arco de seda dental por el mango de fácil agarre, introducir la seda dental entre los dientes y molares, realizando movimientos de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, llegando hasta el interior de la encía para remover la placa dentobacteriana que el cepillo dental no alcanza a eliminar.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-383
		Versión: 5
		Página 2 de 2

	<p>propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Para mayores de 2 años. Úselo después de cada comida como complemento en la higiene bucal.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	<p>Flosser en bolsa individual, empacado en bolsa plástica tipo Doy Pack PET / FlexiMe con impresión, sello hermético (Ziploc) y pinhole.</p>

Copia no controlada