NOMBRE DEL PRODUCTO	DETERGENTE DESINFECTANTE MULTIENZIMÁTICO 6 ENZIMAS			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	**CONTENIDO**	**EAN 13**	**EAN 14**	**UND EMPAQUE**
	x 100 mL	7702314502593	37702314502594	14
	x120 mL	7702314502609	27702314502603	16
	x 500 mL	7702314502616	27702314502610	10
	x 3800 mL	7702314502623	17702314502620	4
NOTIFICACIÓN SANITARIA	INVIMA 2025DM-0031784			
INGREDIENTES	Aqua, Propylene glycol, Alcohol, Blend de enzimas (Proteasa, Amilasa, Lipasa, Mananasa, Pectinasa, Celulasa), Sodium Laureth sulfate, Peg-40 hydrogenated castor oil, Preservantes (Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben,Butylparaben, Isobutylparaben), D-Limonene, Colorante, Triethanolamine, Boric acid.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.S.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	**ESPECIFICACIONES**
ASPECTO	Líquido traslúcido, libre de partículas extrañas
COLOR	Azul, según estándar
OLOR	Característico a naranja
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	**ESPECIFICACIONES**
pH	6,80 – 7,80
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,9946 – 1,0202
SOLUBILIDAD	Soluble en agua
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	**ESPECIFICACIONES**
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	- Detergente Desinfectante*Multienzimático cuaternarios - Uso institucional* - Fórmula enzimática avanzada** - Con lubricante natural que brilla y protege el instrumental. - Biodegradable. - Lipasa - Amilasa - Proteasa - Mananasa - Pectinasa - Celulasa
*Uso institucional: Instituciones médicas, centros odontológicos o endoscópico. **Para limpieza de: • Instrumentos: Instrumental quirúrgico, odontológico y endoscópico.	

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"
Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

• Equipos: Mesas quirúrgicas y unidades odontológicas. Puede ser utilizado en lavado manual y automático	
MODO DE EMPLEO	**USOS**: Previene que se adhieran películas de residuos de materia orgánica en superficies, removiendo sangre, proteínas, grasas, almidones y carbohidratos. **Uso institucional: Instituciones médicas, centros odontológicos o endoscópico. - Desinfección: Puede ser utilizado para la desinfección de unidades odontológicas, camillas en hospitales, instituciones médicas u odontológicas. ***Para limpieza: -Instrumentos: Instrumental quirúrgico, odontológico y endoscópico. -Equipos: Mesas quirúrgicas y unidades odontológicas. **INSTRUCCIONES DE USO**: Preparación: Utilizar 10 mL del detergente líquido multienzimático Proquizyme Plus por cada litro de agua (no se requiere agua caliente). Usar guantes para su manipulación. -**Uso en instrumental**: Usar elementos de protección personal para la manipulación del producto. Puede ser utilizado en lavado manual y automático. **Preparación:** Utilizar 10ml de Proquizyme Plus por cada litro de agua (no se requiere agua caliente). ESTA SOLUCIÓN ES DE UN SOLO USO Y NO DEBE SER REUTILIZADA -Uso en instrumentales: Utilice únicamente la cantidad de líquido necesaria para cada grupo de instrumental. Sumerja los instrumentos en la solución y déjela actuar durante 5 a 10 minutos. Transcurrido este tiempo, enjuague con abundante agua, séquelos adecuadamente y continúe con los procesos de desinfección y esterilización. -**Uso en áreas y equipos:** Aplicar la solución y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Luego de pasado el tiempo, enjuagar con abundante agua y secar. **Presentaciones / Rendimientos** - 100 mL equivalen a 10 litros diluidos - 120 mL equivalen a 12 litros diluidos - 500 mL equivalen a 50 litros diluidos - 3800 mL equivalen a 380 litros diluidos
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar bien tapado en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa. En climas cálidos, almacenar bajo aire acondicionado a 25°C.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Es una formulación multienzimática concentrada que garantiza la eliminación óptima de todos los residuos presentes en áreas blancas, no críticas y todo tipo de materiales. Utilice recipientes

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"
Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

	profundos con tapa para preparar el producto. Manténgalo cerrado en todo momento para evitar contaminación externa. Deseche cualquier exceso no utilizado si han transcurrido más de **24 horas** desde su preparación. Biodegradable. No es corrosivo y contiene un lubricante natural (D-Limoneno). Se puede utilizar en máquinas lavadoras y ultrasonido. Bajo nivel de espuma, minimizando riesgos de accidentes en la manipulación del instrumental. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos o las mucosas, enjuagar con abundante agua.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase PEAD dosificador por 100 y 500 mL Garrafa en PEAD 3800 mL (3,8 L)

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"
Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com