

*Proquident®*



## Catálogo productos Línea odontológica



## Eugenol USP

**Usos:** En preparación de cementos con Óxido de Zinc Proquident y de cemento de endodoncia con cemento Grossman Proquident.

**Contraindicaciones:** Cuando se realizan obturaciones directas con resinas o acrílicos, esta contraindicando el Eugenol o los cementos a base de Eugenol, pues este interfiere en el proceso de polimerización de la resina.

Cuenta con calidad USP, es decir, cumple con los estándares internacionales exigidos por la United States Pharmacopeia.

⚠ **Manténgase fuera del alcance de los niños.**

**Presentación:**

**15 mL.**

REF:7702314210115

**Registro sanitario:**

INVIMA 2015DM-0012970



## Hemostático

Control del sangrado durante los procesos como: reconstrucción dental, preparación de coronas dentales, antes de tomar impresión (con el fin de tener seca el área que rodea el diente) y en exodoncias.

- Sulfato férrico en solución al 13%.
- Se aplica en una gasa y se ejerce presión en la área afectada por 8 minutos.

**Presentación:**

**15 mL.**

REF:77023142300519

**Registro sanitario:**

INVIMA 2020DM-0021631

## Xilodent

Producto líquido compuesto por xilol, alcohol (75-78% de xileno). Indicado para disolver la gutapercha cuando es necesario remover la obturación endodóntica.

**Presentación:**

**20 mL.**

REF:7702314230724

**Registro sanitario:**

INVIMA 2020DM-0021216



## Zonident

Antiséptico durante la instrumentación en el conducto radicular y auxiliar en barrido mecánico del material orgánico presente en el conducto. Desinfecta por liberación de cloro. Concentración **5%**.

### Presentación:

**120 mL.**

REF:7702314230847

**1000 mL.**

REF:7702314230854

**3.8 L.**

REF:7702314230861

### Registro sanitario:

INVIMA 2015DM-0012808



## Óxido de Zinc USP

Producto en polvo utilizado para formar eugenolato cuando se mezcla con **Eugenol USP Proquident**. Cuenta con calidad USP, es decir, cumple con los estándares internacionales exigidos por la United States Pharmacopeia.

- Con calidad USP.
- 100% Óxido de Zinc.
- Insoluble en agua y en alcohol.
- Soluble en diluyentes ácidos.

### Presentación:

**10 g.**

**175 g.**

REF: 7702314210351

REF:7702314210313

### Registro sanitario:

INVIMA 2023DM-0026661

## Hilo retractor

Hilo con torsión de color blanco con sulfato de aluminio al **18.4%**

- Inodoro.
- Insaboro.
- Libre de vasoconstrictores.

### Presentación:

**2 metros.**

REF:7702314240426



## Hidróxido de calcio USP

En una loseta se mezcla agua destilada, hasta conseguir una pasta blanda y homogénea.

Cuenta con calidad USP, es decir, cumple con los estándares internacionales exigidos por la United States Pharmacopeia.

- En apexificaciones y recubrimientos pulpares.

### Presentación:

7 g.

REF:7702314210276

### Registro sanitario:

INVIMA 2022DM-0026289



## Desmingel

**Usos e indicaciones:** como agente grabador, actúa sobre el esmalte dental, provocando en él una especie de panal, el cual facilita la adhesión del enlace o bonding y proporciona una mejor retención de la resina, para las obturaciones en resina. Desmingel permite obtener una superficie limpia e incrementa el área de adhesión, lo cual lo hace útil en:

- Fijación de sellantes en fosetas y fisuras.
- En ortodoncia para la fijación de brackets con resina y en general en aquellos casos donde se requiere grabar el esmalte.

### Instrucciones de uso:

- 1 Después de limpiar la superficie, colocar el Desmingel solo en la zona que se desea realizar la adhesión con bonding a los sellantes.
- 2 Dejar actuar por 20 segundos, enjuagar muy bien con abundante agua por 60 segundos y continuar con el proceso, secar con aire suavemente sin resecar la superficie.
- 3 Desechar la punta dispensadora.



\*Múltiples aplicadores

### Presentación:

Jeringa por 10 mL.

REF:7702314230083

### Registro sanitario:

INVIMA 2017DM-0017418

## Desmanchador dental

Producto en polvo con sabor a tutti frutti. Cuenta con un nivel de abrasividad moderada.

Indicado para realizar profilaxis, pues provee tersura y alto pulimiento, ayudando a remover manchas superficiales de los dientes, causadas por el consumo de sustancias ricas en colorantes. Resistente a disolventes usados en procesos de obturación.

- Formulado a base de carbonatos y fosfatos.
- Carbonato de calcio 40%.
- Fosfato di calcio anhidrico 35%.
- Fosfato Tricálcico 1%.

**\*Utilizar máximo 2 veces al mes**

**Presentación:**

**10 g.**

REF: 7702314130109

**175 g.**

**500 g.**

REF: 7702314230120 REF:7702314230113



## Gotas reveladoras

Producto líquido con eritrosina sódica al **2%** elaboradas especialmente para detectar la presencia de placa bacteriana, tiñéndola de rojo.

para uso en pacientes sin restauraciones en resina o procesos de blanqueamiento.

- Agradable olor a fresa.

**Presentación:**

**10 mL a granel**

**Blister 10ml**

REF: 7702414342007 REF: 7702314142010



## Tiras de Myllar

Cintas de Myllar Dupont transparentes, cuentan con el grosor y la resistencia adecuada para su uso clínico (4" x 3/8" x 0.002). Estas tiras son de 10.2 cm de largo, 1 cm de ancho y 0.03 mm de grosor, son usadas como banda matriz para silicatos, ionómeros de vidrio y resina.

**Presentación:**

**50 unidades**

REF: 7702314240655

**Tiras de Myllar**

**Proquident**  
Más Bienestar

50 Unidades



## Pasta profiláctica

Fórmula cremosa y especializada que permite tener un control ideal de abrasividad y protección del esmalte dental. Remueve las manchas externas.

- Con flúor **1.23%** y citrato de potasio **3.0%**.
- Sabor a menta.

**Presentación:**

**60 g.**

REF:7702314250623

## Dentaflúor

Producto en gel que proporciona al esmalte y la dentina el ion de flúor necesario para la formación de la fluoropatita que lo hace más resistente al ataque ácido.

- Disminuye la incidencia de caries dental.
- Fluoruro de sodio USP concentración de 2.0%.
- Sabor a menta.

**Presentación:**

**50 g.**

**240 g.**

REF: 7702314250616

REF: 7702314250685



## Profijet

Producto en polvo. Efectivo para la eliminación de placa dentobacteriana y manchas persistentes, causadas por el consumo y/o uso de sustancias ricas en colorantes.

Compuesto por bicarbonato de sodio (**98-99%**) y anticompactante.

**Presentación:**

**120 g.**

REF:7702314250630

## Anexo, unidades por paquete

Página	Referencia	Descripción Referencia	Unidad de paquete
Pág.1	7702314210115	EUGENOL 15ML USP	32
Pág.1	7702314230519	HEMOSTATICO 15ML PROQUIDENT	32
Pág.1	7702314230724	XILODENT 20ML PROQUIDENT	32
Pág.2	7702314230847	ZONIDENT 5% 120ML PROQUIDENT	25
Pág.2	7702314230854	ZONIDENT 5% 1000ML PROQUIDENT	6
Pág.2	7702314230861	ZONIDENT 5% 3800ML PROQUIDENT	6
Pág.2	7702314210351	OXIDO DE ZINC 10G PROQUIDENT	25
Pág.2	7702314210313	OXIDO DE ZINC 175G PROQUIDENT	16
Pág.2	7702314240426	HILO RETRACTOR 2M PROQUIDENT	49
Pág.3	7702314210276	HIDROXIDO DE CALCIO 7G PROQUIDENT	30
Pág.3	7702314230083	DESMINGEL JERINGA 10ML PROQUIDENT	24
Pág.4	7702314130109	POLVO DESMANCHADOR 10G PROQUIDENT	12
Pág.4	7702314230120	POLVO DESMANCHADOR 175G PROQUIDENT	16
Pág.4	7702314230113	POLVO DESMANCHADOR 500G PROQUIDENT	4
Pág.4	7702314342007	REVELADOR PLACA BACTERIANA 10ML GRANEL	30
Pág.4	7702314142010	REVELADOR PLACA BACTERIANA 10ML BLISTER	12
Pág.4	7702314240655	TIRAS DE MYLLAR 50UN PROQUIDENT	45
Pág.5	7702314250623	PASTA PARA PROFILAXIS 60G PROQUIDENT	42
Pág.5	7702314250616	DENTAFLUOR NEUTRO 50G PROQUIDENT	40
Pág.5	7702314250685	DENTAFLUOR NEUTRO 240G PROQUIDENT	25
Pág.5	7702314250630	POLVO PROFIJET 120G PROQUIDENT	25

# *Proquident*<sup>®</sup>

*Síguenos en nuestras  
redes sociales*



*Proquident S.A.*



*Proquident*



*Proquident S.A.*

***[www.proquident.com.co](http://www.proquident.com.co)***