

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-26
		Versión: 5
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL PRODUCTO	CEMENTO GROSSMAN PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	10 g	7702314700081	37702314700082	x 25 unidades
	10 g-EXPO	7702314700913	37702314700914	x 49 unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2014DM-0011421			
INGREDIENTES	Zinc Oxide, Colophonium, Barium Sulfate, Bismuth Subcarbonate, Sodium Borate			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	4 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3006.40.10.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Polvo fino, libre de partículas extrañas
COLOR	Amarillo claro
OLOR	Característico, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Óxido de Zinc 5.1%
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	No aplica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Obturador - Radiopaco - Biocompatible
MODO DE EMPLEO	Mezcle 10 partes de cemento Grossman Proquident con una parte de Eugenol Proquident.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>En cavidades muy profundas con peligro de microexposición debe aplicarse antes Hidróxido de Calcio.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase PEAD Blanco con tapa rosca PP

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com