

Proquident®	FICHA TÉCNICA CEPILLO DENTAL ADULTO 420 PROQUIDENT GRANEL	Código: GC-FT-812
		Versión: 2
		Página 1 de 2

Partida Arancelaria	9603.21.00.00
----------------------------	---------------

ENSAYO		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Cepillo en polipropileno-poliestireno con cerdas redondeadas de nylon Dupont, de colores surtidos.
MATERIAL PARTICULADO		Ausencia
TEXTURA DE LAS CERDAS		Suave
DIMENSIONES	Orificios en la cabeza	43 agujeros
	Filamentos por agujero	16 – 19 filamentos
	Altura de las cerdas	11,0 mm ± 0,5 mm
	Largo total	190 mm ± 2 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
USOS	Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Granel individual con empaque marcado
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2021DM-0024771, Vence 21-dic-2031

Proquident®	FICHA TÉCNICA CEPILLO DENTAL ADULTO 420 PROQUIDENT GRANEL	Código: GC-FT-812
		Versión: 2
		Página 2 de 2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible. Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.
	Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto
EAN 13	100301013