

<b>Proquident</b>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>			Código: GC-FT-846
				Versión: 1
				Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CEPILLO PARA PROTESIS DENTAL DTB-202 PROQUIDENT BLISTER			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	Blíster x 1 Unidad	7702314451327	27702314451321	x 24 Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	2017DM-0001210-R1			
<b>INGREDIENTES</b>	Cerdas de Nylon Dupont, Polipropileno y Caucho termoplástico			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Ascend Excellence Personal Care Jiangsu Co. Ltd.			
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	9603.21.00.00			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
<b>ASPECTO</b>		Cepillo dental Bicomponente (2+1PR) para prótesis con cerdas en Nylon Dupont, en la parte posterior y anterior del cepillo, lleva un sticker con el logo de Proquident y textos de color blanco y azul.
<b>COLOR</b>		Blanco y Azul.
<b>CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
<b>DIMENSIONES</b>	Cantidad de orificios	71 Agujeros
	Cepillo	155 mm x 20 mm x 20 mm ± 1 mm
	Blíster	222 mm x 70 mm ± 1 mm
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
		NO APLICA

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepillo ergonómico diseñado especialmente para la limpieza profunda de las prótesis dentales.</li> <li>- El mango ondulado proporciona un fácil agarre y sus cerdas gruesas y largas, limpian mejor y tienen un mayor acceso para la limpieza eficaz de su prótesis dental que un cepillo normal.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>El cepillo de prótesis está indicado para la limpieza diaria de prótesis, aparatos de ortodoncia removibles y férulas.</p> <p>El cabezal de mayor tamaño está diseñado para limpiar la superficie de la prótesis, especialmente superficies planas y zonas externas. Y el cabezal de menor tamaño presenta una forma triangular para acceder a zonas de difícil acceso, limpia con la máxima precisión los espacios pequeños y las zonas internas de la prótesis.</p> <p>Lave el cepillo con abundante agua después de usarlo.</p>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-846
		Versión: 1
		Página 2 de 2

<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	<p>Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada tres meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.</p> <p>Si nota alguna reacción extraña en su cavidad oral, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.</p>
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Cartón con burbuja plástica en PET.

Copia no controlada