

<b>Proquident</b>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>			Código: GC-FT-36
				Versión: 4
				Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CEPILLO DENTAL PARA ORTODONCIA BLÍSTER X 1 UND PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	Blíster x 1 Unidad	7702314155041	17702314155048	x 144 Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	2017DM-0001210-R1			
<b>INGREDIENTES</b>	Polipropileno (PP) y Nylon Dupont Tynex			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Cepimax S.A.S			
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	9603.21.00.00			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
ASPECTO		Cepillo de Polipropileno con cerdas blancas de Nylon dupont tynex, mango traslúcido marcado con el logo de Proquident en colores surtidos. Cerdas internas más cortas que las externas.	
COLOR		Colores surtidos.	
<b>CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
DIMENSIONES	Cantidad de orificios	38 agujeros	
	Filamentos por agujero	16 – 19 filamentos	
	Altura de las cerdas internas	8,00 mm ± 0,50 mm	
	Altura de las cerdas externas	11,00 mm ± 0,50 mm	
	Largo total	175 mm ± 1 mm	
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>	
NO APLICA			

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.</li> <li>- Cerdas de Nylon Dupont Tynex en corte V para eliminar la placa alrededor de los Brackets.</li> <li>- Palillo de goma para una mejor limpieza.</li> <li>- Cabeza redondeada para evitar traumatismos e irritaciones en tejidos blandos y encías.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>Cepílese los dientes, mínimo tres veces al día.</p> <p>El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident</b> <sup>®</sup>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-36
		Versión: 4
		Página 2 de 2

	<p>Limpie las superficies externas e internas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores, limpie las superficies de masticación.</p> <p>Para tener un aliento más fresco, no olvide cepillarse también la lengua y utilizar pasta dentífrica.</p>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	<p>Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada dos meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.</p> <p>Si nota alguna reacción extraña en su cavidad oral, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.</p> <p>Para tener una mejor higiene bucal use <i>Crema dental, Cepillo y Enjuague bucal Proquident</i> diariamente. Consulte a su odontólogo regularmente.</p>
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Cartón con burbujas plásticas en PET.

Copia no controlada