

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA	Código: GC-FT-33
	PRODUCTO TERMINADO	Versión: 4
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CERA PARA ORTODONCIA PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	Cera para Ortodoncia 1 Estuche x 5 Unidades	7702314142034	17702314142031	x 12 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	Proveedor Bondent	2017DM-0017443		
	Proveedor AFR	2019DM-0019257		
INGREDIENTES	Mezcla de Ceras, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol, Aloe Barbadensis Extract.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	AFR S.A.S - Bondent S.A.S			
PARTIDA ARANCELARIA	3407.00.20.00			

CERA PARA ORTODONCIA	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Barra de cera, lisa y suave al tacto
COLOR	Blanco a amarillo pálido
OLOR	Característico a cera
SABOR	Insaboro
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
ALTURA DE CADA BARRA	5 cm
CONTENIDO DE PRINCIPIO ACTIVO	Mezcla de ceras + Caléndula + Vitamina E + Aloe vera
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Regenera la superficie maltratada por el tratamiento de ortodoncia. - Caléndula + Vitamina E + Aloe vera
MODO DE EMPLEO	<p>La <i>Cera para Ortodoncia Proquident</i> evita laceraciones y heridas ocasionadas por los aparatos de Ortodoncia en los tejidos blandos de la boca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retire una barra de Cera para Ortodoncia Proquident. - Corte pequeños trozos y adherirlos a cada una de las piezas (Brackets) donde se siente la molestia.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Conserve en un lugar fresco y seco. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-33
		Versión: 4
		Página 2 de 2

	<p>para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantenga fuera del alcance de los niños. El uso en niños debe estar supervisado por un adulto.
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartulina + PET transparente.

Copia no controlada