

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-181
				Versión: 3
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SIN SABOR WHOLE FRESH			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	25 g	7707200908282	27707200908286	x 14 unidades
	40 g	7707200902235	27707200902239	x 24 unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2016DM-0000237-R1			
INGREDIENTES	Calendula Officinalis Leaf/stem Extract, Petrolatum, Paraffinum liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Methylparaben, Cellulose Gum.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.90.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Masa viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Incolora
OLOR	Inoloro
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
GRAVEDAD ESPECÍFICA	Informativa
VISCOSIDAD	1.500 – 5.500 cP
TORQUE	20,0% – 80,0%
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
N.A	N.A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sin sabor - Protege tus encías - Con extracto de caléndula - Efectiva en prótesis húmedas - Clínicamente comprobado - Proporciona seguridad al hablar, sonreír y comer - Forma una capa que sella la unión de la prótesis con el paladar, evitando la proliferación de las bacterias - Crema adhesiva para fijar prótesis dental - 12 horas de fijación
MODO DE EMPLEO	Lave la prótesis dental, aplique tres pequeñas porciones del adhesivo en la parte posterior y frontal de la prótesis, no demasiado cerca de los bordes, para evitar desborde. La primera vez aplique una pequeña cantidad. Utilice más si es necesario. Aplique la crema de acuerdo a su necesidad hasta encontrar la cantidad adecuada de adhesivo. Coloque la prótesis correctamente en la boca y presione por varios segundos para

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-181
		Versión: 3
		Página 2 de 2

	<p>garantizar una adherencia correcta. Una vez utilizado el producto, limpiar la boca del tubo y tape.</p> <p>Para retirar la prótesis: Enjuague su boca con agua tibia retire la prótesis con un movimiento suave. Remueva los residuos de adhesivo de la prótesis con el cepillo para prótesis Proquident. Para mayor limpieza lave la prótesis con limpiador para aparatos de ortodoncia, prótesis y cepillos dentales Proquident.</p>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener el recipiente bien cerrado y en un lugar seco y fresco. Conservar la tapa siempre seca. Manténgase fuera del alcance de los niños.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Si observa alguna reacción alérgica o de hipersensibilidad suspender su uso y visite al odontólogo.
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo ABL con tapa Flip Top estriada pequeña, Caja plegadiza, Caja corrugada.