

Proquident	FICHA TÉCNICA	Código: GC-FT-182
	PRODUCTO TERMINADO	Versión: 8
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SIN SABOR PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	40 g	7702314700449	17702314700446	x 8 Unidades
	25 g	7702314700678	37702314700679	x 25 Unidades
	Oferta 2 x 40 g	7702314700524	17702314700521	x 12 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2016DM-0000237-R1			
INGREDIENTES	Calendula Officinalis Leaf/stem Extract, Petrolatum, Paraffinum liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Methylparaben, Cellulose Gum			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.90.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Pasta viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Crema, característica
OLOR	Inoloro
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
GRAVEDAD ESPECÍFICA	Informativo
VISCOSIDAD	1.500 – 5.500 cP
TORQUE	70,0 % – 80,0%
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Crema adhesiva para fijar prótesis dental. - Sin sabor adicionado. - Protege tus encías. - Con extracto de Caléndula. - Efectiva en prótesis húmedas. - Clínicamente comprobado. - 12 horas de fijación.
MODO DE EMPLEO	<p>Lave la prótesis dental y aplique tres pequeñas porciones del adhesivo en la parte posterior y frontal de la prótesis, no demasiado cerca de los bordes, para evitar desborde.</p> <p>La primera vez aplique una pequeña cantidad. Utilice más si es necesario. Aplique la crema de acuerdo a su necesidad hasta encontrar la cantidad adecuada de adhesivo.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-182
		Versión: 8
		Página 2 de 2
	<p>Coloque la prótesis correctamente en la boca y presione por varios segundos para garantizar una adherencia correcta. Una vez utilizado el producto, limpiar la boca del tubo y tape.</p> <p>Para retirar la prótesis: Enjuague su boca con agua tibia retire la prótesis con un movimiento suave. Remueva los residuos de adhesivo de la prótesis con el <i>Cepillo para prótesis Proquident</i>. Para mayor limpieza lave la prótesis con <i>Limpiador para aparatos de ortodoncia, prótesis y cepillos dentales Proquident</i>.</p>	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Mantener el recipiente bien cerrado y en un lugar seco y fresco. Conservar la tapa siempre seca. Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor a 30°C, exceso de luz, calor o humedad por periodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se deben agregar ingredientes que altere la composición del producto.</p>	
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Si observa alguna reacción alérgica o de hipersensibilidad, suspenda su uso y visite al odontólogo.</p>	
MATERIAL DE EMPAQUE	<p>Tubo colapsible ABL con tapa en PP.</p>	