

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-18
		Versión: 8
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	POLVO DESMANCHADOR PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 10 g	7702314130109	17702314130103	x 12 Unidades
	x 175 g	7702314230120	27702314230124	x 16 Unidades
	x 500 g	7702314230113	17702314130103	x 4 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2019DM-0020257			
INGREDIENTES	Fosfato Dicálcico Anhidro, Fosfato Tricálcico, Carbonato de Calcio, Lauril Sulfato de Sodio, Excipientes c.s.p.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.S.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Polvo fino homogéneo, libre de partículas extrañas.
COLOR	Rosado claro
OLOR	Tutifruti – canela, según estándar
SABOR	Tutifruti – canela
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	8,5 – 10,0
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Carbonato de Calcio 40 %
	Fosfato Dicálcico anhidro 35 %
	Fosfato Tricálcico 1 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL o g
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL o g
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Polvo abrasivo usado para profilaxis, el cual provee claridad y alto pulimiento, sin rayar el esmalte dental. Elimina las manchas superficiales, producidas por el consumo de sustancias ricas en taninos y colorantes tales como: café, té y tabaco. - Elimina manchas superficiales. - Polvo.
MODO DE EMPLEO	Tomar una cantidad suficiente del producto y colocarlo en un dapen, proceder a realizar la profilaxis bien sea con cepillo o copa de caucho.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-18
		Versión: 8
		Página 2 de 2

	Para desmanchar, colocar una pequeña cantidad sobre el cepillo húmedo, cepillar y luego enjuagar. No es necesario utilizar crema dental luego de usar el <i>Desmanchador Dental Proquident</i> .
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 °C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Frecuencia de uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Según criterio del Odontólogo (para profilaxis). - Sólo 1 o 2 veces en el mes (para desmanchar). <p>Contraindicaciones: Cuellos sensibles.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugar fresco a temperaturas inferiores a 30 °C, bien tapado y protegido de la luz directa.</p> <p>Uso estrictamente profesional. Evitar el contacto directo con las mucosas. No se debe ingerir.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	<p>Envase en PEAD por 175g y 500 g.</p> <p>Blíster con envase en PEAD por 10 g.</p>