

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-11
				Versión: 5
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	EUGENOL USP PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	15 mL	7702314210115	37702314210116	x 32 unidad
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2015DM-0012970			
INGREDIENTES	Eugenol USP			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	2909.49.90.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido
COLOR	Incoloro a amarillo pálido
OLOR	Aromático a clavo
SABOR	Acre y picante
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
SOLUBILIDAD	Poco soluble en agua, miscible en alcohol, cloroformo, éter y con aceites fijos.
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,064 – 1,070
HIDROCARBUROS	Se forma inmediatamente una mezcla transparente, pero puede tornarse turbia por exposición al aire.
LIMITE DE FENOL	La mezcla exhibe un fugaz color verde grisáceo, pero no un color azul o violeta.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Como materia prima para la preparación de cemento de Óxido de Zinc en procedimientos de obturación de conductos radiculares.
MODO DE EMPLEO	Utilizar una proporción de Polvo:Líquido 3 o 4:1. Colocar sobre la loseta el Óxido de Zinc y mojarlo lentamente con Eugenol, espatular en forma vigorosa hasta obtener una pasta moldeable y compacta.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-11
		Versión: 5
		Página 2 de 2

	<p>humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Cuando se realizan obturaciones directas con resinas o acrílicos, está contraindicado el Eugenol o los cementos a base de Eugenol, pues este interfiere en el proceso de polimerización de la resina.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase de vidrio ámbar con tapa en PP

Copia no controlada