

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-14
		Versión: 9
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	GOTAS REVELADORAS DE PLACA BACTERIANA PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	5 mL	7702314142027	37702314142028	x 100 Unidades
	10 mL	Blíster Adulto: 7702314142010	17702314142017	x 12 Unidades
		Blíster Kids: 7702314142041	17702314142048	x 12 Unidades
		Granel: 7702314342007	37702314342008	x 30 Unidades
	1000 mL	7702314342014	17702314342011	x 6 Unidades
	3800 mL	7702314342038	17702314342035	x 6 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	Colombia	2019DM-0019524		
	Perú	DM19110E		
INGREDIENTES	Eritrosina Sódica 2%, Metilparabeno, Sacarina Sódica, Sorbitol, Glicerina, Sabor y Agua.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido homogéneo opaco, libre de partículas extrañas
COLOR	Rojo, según estándar
OLOR	Característico a fresa
SABOR	Fresa, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	8,50 – 10,50
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0100 – 1,1000
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	1,8 % - 2,2 % de Eritrosina sódica
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL o g
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL o g
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Detecta la placa bacteriana que se forma en la superficie de los dientes y lengua.
MODO DE EMPLEO	- Coloque dos gotas sobre la lengua y extiéndalas por todas las superficies dentarias. Pasados 30 segundos enjuáguese bien.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-14
		Versión: 9
		Página 2 de 2

	- La aparición de manchas rojas sobre los dientes y lengua, indican la presencia de placa bacteriana residual.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor y humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	-Remueva las manchas rojas con el cepillo y la seda dental Proquident. Lávese nuevamente. -No utilizar en procedimientos de blanqueamiento dental ni en obturaciones de resina. El uso en niños debe ser bajo la supervisión de un adulto. Manténgase fuera del alcance de los niños.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase en PEAD.