

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------|
| Proquident® | FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | | Código: GC-FT-15 |
| | | | Versión: 8 |
| | | | Página 1 de 2 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO | HEMOSTÁTICO PROQUIDENT | | | |
| PRESENTACIÓN COMERCIAL | CONTENIDO | EAN 13 | EAN 14 | UND EMPAQUE |
| | 15 mL | 7702314230519 | 37702314230510 | x 32 Unidades |
| NOTIFICACIÓN SANITARIA | 2020DM-0021631 | | | |
| INGREDIENTES | Solución de sulfato férrico 13%, excipientes. | | | |
| TIEMPO DE VIDA ÚTIL | 3 años | | | |
| FABRICANTE | Proquident S.A. | | | |

| | |
|--|--|
| CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | ESPECIFICACIONES |
| ASPECTO | Líquido homogéneo traslúcido, libre de partículas extrañas |
| COLOR | Caramelo, según estándar |
| OLOR | Inoloro |
| CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS | ESPECIFICACIONES |
| pH | Ácido al papel indicador |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | 1,0616 – 1,3170 |
| CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO | 11,7% – 14,3% de Sulfato Férrico |
| CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | ESPECIFICACIONES |
| NO APLICA | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
| PROCLAMAS | Libre de Epinefrina - Uso odontológico |
| MODO DE EMPLEO | Para el control del sangrado durante los procesos operativos dentales en los cuales este se pueda presentar, como lo son: Reconstrucción dental, preparación de coronas dentales y exodoncias. Útil antes de tomar impresiones dentales, con el fin de secar el área que rodea el diente. Eliminar posteriormente el producto, enjuagando suavemente, una vez se efectúe la hemostasis. |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. |

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Proquident® | FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | Código: GC-FT-15 |
| | | Versión: 8 |
| | | Página 2 de 2 |

| | |
|--|---|
| | Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto. |
| PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES | Utilizar guantes, gafas de seguridad, protección respiratoria y prendas adecuadas para su manipulación. Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños. |
| MATERIAL DE EMPAQUE | Envase de vidrio ámbar por 15 mL provisto de gotero dosificador. |

Copia no controlada