

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------|
| Proquident® | FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | | Código: GC-FT-16 |
| | | | Versión: 9 |
| | | | Página 1 de 2 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO | HIDRÓXIDO DE CALCIO PROQUIDENT | | | |
| PRESENTACIÓN COMERCIAL | CONTENIDO | EAN 13 | EAN 14 | UND EMPAQUE |
| | X 7 g | 7702314210276 | 37702314210277 | x 30 Unidades |
| NOTIFICACIÓN SANITARIA | Colombia | 2022DM-0026289 | | |
| | Perú | DM19232E | | |
| INGREDIENTES | Hidróxido de Calcio | | | |
| TIEMPO DE VIDA ÚTIL | 4 años | | | |
| FABRICANTE | Proquident S.A. | | | |

| | |
|--|--|
| CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | ESPECIFICACIONES |
| ASPECTO | Polvo. Absorbe dióxido de carbono del ambiente formando carbonato de calcio. |
| COLOR | Blanco |
| SABOR | Alcalino, un tanto amargo |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS | ESPECIFICACIONES |
| SOLUBILIDAD | Ligeramente soluble en agua, muy ligeramente soluble en agua caliente, soluble en glicerina. |
| CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO | 95% - 100% Hidroxido de calcio |
| CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | ESPECIFICACIONES |
| | NO APLICA |

| | |
|--------------------------------------|---|
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
| PROCLAMAS | <ul style="list-style-type: none"> - Sin aditivos. - Uso odontológico. |
| MODO DE EMPLEO | En una loseta se mezcla con agua destilada, agua estéril o solución salina hasta obtener una pasta blanda y homogénea, la cual permite el tratamiento del conducto y apicoformaciones. La mezcla puede ser introducida en el fondo del conducto radicular para actuar como formador de dentina secundaria. |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | <p>Almacenar en sitios aireados, frescos y secos, además evite exponer el producto a temperaturas mayores a 30°C. Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperaturas mayores de 30°C, exceso de luz solar directa, calor o humedad por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p> |

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Proquident® | FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | Código: GC-FT-16 |
| | | Versión: 9 |
| | | Página 2 de 2 |

| | |
|--|---|
| PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES | <p>Útil para apexificaciones, recubrimientos pupares y apicoformación de dientes jóvenes.</p> <p>Utilizar guantes, gafas de seguridad, protección respiratoria y prendas adecuadas para su manipulación. Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.</p> |
| MATERIAL DE EMPAQUE | Envase en PEAD por 7 g. |

Copia no controlada