

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-30
				Versión: 5
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	HILO RETRACTOR PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 2 Metros	7702314240426	37702314240427	x 49 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2014DM-0011661			
INGREDIENTES	Hilo para la retracción gingival con Sulfato de Aluminio como sustancia astringente. No contiene Epinefrina.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3.6 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.90.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido traslúcido, libre de partículas extrañas
COLOR	Incoloro a ligeramente opaco
OLOR	Característico
SABOR	Característico
CARACTERÍSTICAS DE HILO	2 metros de hilo liso, sin nudos
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,8030 - 1,237J
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Sulfato de Aluminio 18,4 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Con astringente. - Libre de Vasoconstrictor.
MODO DE EMPLEO	Se aplica al surco gingival para desplazar los tejidos cuando se van a tomar impresiones o cuando se requieran áreas secas.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 °C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-30
		Versión: 5
		Página 2 de 2

	no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Hilo para la retracción gingival con Sulfato de Aluminio como sustancia astringente. No contiene epinefrina, por lo tanto, no está contraindicado en pacientes con problemas cardiovasculares.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evitar el contacto directo con las mucosas, mantener bien tapado. No se debe ingerir.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase de vidrio ámbar.

Copia no controlada