

<b>Proquident</b>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-30
		Versión:
		Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	HILO RETRACTOR PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	x 2 metros	7702314240426	37702314240427	x 49 unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	2014DM-0011661			
<b>INGREDIENTES</b>	Hilo para la retracción gingival con Sulfato de Aluminio como sustancia astringente. No contiene Epinefrina.			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3.6 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.			
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	3306.90.00.00			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Líquido traslúcido libre de partículas extrañas
COLOR	Incoloro a ligeramente opaco
OLOR	Característico
SABOR	Característico
CARACTERÍSTICAS DE HILO	2 metros de hilo liso, sin nudos
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,8030 - 1,2370
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Sulfato de Aluminio 18,4 %
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
NO APLICA	

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con astringente</li> <li>• Libre de Vasoconstrictor</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Se aplica al surco gingival para desplazar los tejidos cuando se van a tomar impresiones o cuando se requiera áreas secas.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident</b> <sup>®</sup>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: <i>GC-FT-30</i>
		Versión:
		Página 2 de 2

	no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	<p>Hilo para la retracción gingival con Sulfato de Aluminio como sustancia astringente. No contiene epinefrina, por lo tanto, no está contraindicado en pacientes con problemas cardiovasculares.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evitar el contacto directo con las mucosas, mantener bien tapado en un lugar fresco y menor de 30°C, protegido de la luz directa. No se debe ingerir.</p>
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Envase de vidrio ámbar.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)