

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-486
		Versión:
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	PASTA PARA PROFILAXIS PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 60 g	7702314250623	37702314250624	x 42 unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2015DM-0013830			
INGREDIENTES	Citrato de Potasio, Fluoruro de Sodio, Piedra Pómez, Glicerina, Carboximetilcelulosa, Sorbitol, Sílica, Sabor, Benzoato de Sodio, Tensoactivo no iónico, agua, color.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.10.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Pasta viscosa homogénea, libre de grumos.
COLOR	Verde azul
OLOR	Característico a menta
SABOR	Menta según estándar
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	9,0 – 10,5
GRAVEDAD ESPECÍFICA	Informativa
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Fluoruro de Sodio 2,719 % (12300 ppm de Flúor) Citrato de potasio 5,6 %
VISCOSIDAD	Informativo (20.000 – 150.000 cP)
TORQUE	20,0 – 80,0 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL o g
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL o g
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> • Para la remoción de manchas externas • Con Citrato de Potasio y Flúor • Excelentes coadyuvantes para el manejo de la sensibilidad dental y la remineralización • Sabor a Menta
MODO DE EMPLEO	Adicionar la pasta para profilaxis en un dappen u otro recipiente adecuado. Iniciar la aplicación utilizando velocidades bajas o

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: <i>GC-FT-486</i>
		Versión:
		Página 2 de 2

	<p>moderadas, usar copa de caucho o cepillo para profilaxis. Depositar el producto para remoción de manchas en cada superficie dental e iniciar la limpieza mecánica profesional.</p>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugar fresco a temperaturas inferiores a 30°C, bien tapado y protegido de la luz. Uso estrictamente profesional.</p> <p>Evitar el contacto directo con las mucosas, mantener bien tapado en un lugar fresco y menor de 30°C, protegido de la luz directa. No se debe ingerir.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo colapsible por 60 g

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com