

|                    |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| <b>Proquident®</b> | <b>FICHA TÉCNICA<br/>PRODUCTO TERMINADO</b> | Código: GC-FT-138 |
|                    |   | Versión: 6        |
|                    |   | Página 1 de 2     |

|                               |  |               |                |                    |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>    | POLVO PROFIJET PROQUIDENT                              |               |                |                    |
| <b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b> | <b>CONTENIDO</b>                                       | <b>EAN 13</b> | <b>EAN 14</b>  | <b>UND EMPAQUE</b> |
|                               | x 120 g  | 7702314250630 | 37702314250631 | x 25 Unidades      |
| <b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b> | 2023DM-0010819R1                                       |               |                |                    |
| <b>INGREDIENTES</b>           | Bicarbonato de Sodio, sabor a Menta y Anticompactante. |               |                |                    |
| <b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>    | 2 años   |               |                |                    |
| <b>FABRICANTE</b>             | Proquident S.A.  |               |                |                    |
| <b>PARTIDA ARANCELARIA</b>    | 3306.90.00.00  |               |                |                    |

| <b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>  | <b>ESPECIFICACIONES</b>                   |
|--|---|
| ASPECTO                                | Polvo fino, libre de partículas extrañas. |
| COLOR                                  | Blanco                                    |
| OLOR                                   | Característico                            |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS</b>  | <b>ESPECIFICACIONES</b>                   |
| pH                                     | < 8,8                                     |
| CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO         | Bicarbonato de Sodio 98,5 % – 100,5 %     |
| <b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b> | <b>ESPECIFICACIONES</b>                   |
|  | NO APLICA                                 |

| <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>PROCLAMAS</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polvo para Profilaxis.</li> <li>- Efectivo para la eliminación de placa bacteriana y manchas persistentes extrínsecas.</li> <li>- Mínima abrasión de las superficies del esmalte y la dentina.</li> <li>- Sabor a Menta.</li> </ul>  |
| <b>MODO DE EMPLEO</b>                | Polvo para profilaxis para ser utilizado en equipos de limpieza mecánica profesional por medio de agua a presión y agentes carbonatados.  |
| <b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b> | <p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior</p> |

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>Proquident</b> <sup>®</sup> | <b>FICHA TÉCNICA</b><br><b>PRODUCTO TERMINADO</b> | Código: GC-FT-138 |
|                                |   | Versión: 6        |
|                                |   | Página 2 de 2     |

|  |  |
|--|--|
|  | no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.  |
| <b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b> | <p>El polvo para Profilaxis Proquident es efectivo para la eliminación de placa bacteriana y manchas persistentes extrínsecas como tabaco, café, té, clorhexidina, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es soluble en agua y de un tamaño de partícula óptimo que genera mínimo efecto de abrasión de las superficies de esmalte y dentina.</li> <li>- Tiempo de tratamiento menor al método de profilaxis convencional.</li> <li>- La fluidez y pureza del producto garantiza un procedimiento sin obstrucción del equipo.</li> <li>- Indicado en pacientes con tratamiento de ortodoncia, aparatología fija como preparación para la superficie dental para restauraciones con resina.</li> </ul> <p>No se recomienda para pacientes con dieta restringida en sodio. No direccionar el chorro de pulido neumático en dirección del tejido blando o hacia el interior del surco.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugar fresco a temperaturas inferiores a 30 °C, bien tapado y protegido de la luz.</p> <p>Uso estrictamente profesional. Evitar el contacto directo con las mucosas. No se debe ingerir.</p> |
| <b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>                   | Envase en PET blanco.  |