

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-138
				Versión: 7
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	POLVO PROFIJET PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 120 g	7702314250630	37702314250631	x 25 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2023DM-0010819R1			
INGREDIENTES	Bicarbonato de Sodio, sabor a Menta y anticompactante.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.90.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Polvo fino, libre de partículas extrañas.
COLOR	Blanco
OLOR	Característico a menta
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	< 8,8
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Bicarbonato de Sodio 97,5 % – 100,5 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	- Polvo para Profilaxis. - Efectivo para la eliminación de placa bacteriana y manchas persistentes extrínsecas. - Mínima abrasión de las superficies del esmalte y la dentina. - Sabor a Menta.
MODO DE EMPLEO	Polvo para profilaxis para ser utilizado en equipos de limpieza mecánica profesional por medio de agua a presión y agentes carbonatados.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-138
		Versión: 7
		Página 2 de 2

	no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	El polvo para Profilaxis Proquident es efectivo para la eliminación de placa bacteriana y manchas persistentes extrínsecas como tabaco, café, té, clorhexidina, etc. - Es soluble en agua y de un tamaño de partícula óptimo que genera mínimo efecto de abrasión de las superficies de esmalte y dentina. - Tiempo de tratamiento menor al método de profilaxis convencional. - La fluidez y pureza del producto garantiza un procedimiento sin obstrucción del equipo. - Indicado en pacientes con tratamiento de ortodoncia, aparatología fija como preparación para la superficie dental para restauraciones con resina. No se recomienda para pacientes con dieta restringida en sodio. No direccionar el chorro de pulido neumático en dirección del tejido blando o hacia el interior del surco. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugar fresco a temperaturas inferiores a 30 °C, bien tapado y protegido de la luz. Uso estrictamente profesional. Evitar el contacto directo con las mucosas. No se debe ingerir.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase en PET blanco.