

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

Código: *GC-FT-138*Versión:
Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	POLVO PROFIJET PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 120 g	7702314250630	37702314250631	x 25 unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2013DM-0010819			
INGREDIENTES	Bicarbonato de Sodio, sabor a menta, anticompactante.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.90.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES	
ASPECTO	Polvo fino, libre de partículas extrañas	
COLOR	Blanco	
OLOR	Característico	
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES	
рН	< 8,6	
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Bicarbonato de Sodio 98 – 99 %	
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES	
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PROCLAMAS	<ul> <li>Polvo para profilaxis.</li> <li>Efectivo para la eliminación de placa bacteriana y manchas persistentes extrínsecas.</li> <li>Mínima abrasión de las superficies de esmalte y dentina.</li> <li>Sabor a menta.</li> </ul>	
MODO DE EMPLEO	Polvo para profilaxis para ser utilizado en equipos de limpieza mecánica profesional por medio de agua a presión y agentes carbonatados.	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.  Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.  Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior	



## FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

Código: GC-FT-138	
Versión:	
Página 2 de 2	

	no so dobo ogragor solivo ogua vitaminas si sissis etra
	no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro
	ingrediente que altere la composición del producto.
	El polvo para Profilaxis Proquident es efectivo para la eliminación
	de placa bacteriana y manchas persistentes extrínsecas como
	tabaco, café, té, clorhexidina, etc.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	* Es soluble en agua y de un tamaño de partícula óptimo que genera mínimo efecto de abrasión de las superficies de esmalte y dentina.  * Tiempo de tratamiento menor al método de profilaxis convencional.  * La fluidez y pureza del producto garantiza un procedimiento sin obstrucción del equipo.  * Indicado en pacientes con tratamiento de ortodoncia, aparatología fija como preparación para la superficie dental para restauraciones con resina.
	No se recomienda para pacientes con dieta restringida en sodio. No direccionar el chorro de pulido neumático en dirección del tejido blando o hacia el interior del surco.
	Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugar fresco a temperaturas inferiores a 30°C, bien tapado y protegido de la luz. Uso estrictamente profesional.
	Evitar el contacto directo con las mucosas, mantener bien tapado
	en un lugar fresco y menor de 30°C, protegido de la luz directa. No
	se debe ingerir.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase en PET blanco.
·	