

|                    |                                                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Proquident®</b> | <b>FICHA TÉCNICA</b><br><b>PRODUCTO TERMINADO</b> | Código: GC-FT-527 |
|                    |                                                   | Versión: 9        |
|                    |                                                   | Página 1 de 2     |

|                               |                                                                                                                                                   |               |                |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>    | DESINFECTANTE MULTIENZIMÁTICO EN POLVO PROQUIZYME                                                                                                 |               |                |                    |
| <b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b> | <b>CONTENIDO</b>                                                                                                                                  | <b>EAN 13</b> | <b>EAN 14</b>  | <b>UND EMPAQUE</b> |
|                               | 1 Sachet x 20g<br>c/u                                                                                                                             | 7702314240556 | 37702314240557 | x 72 Unidades      |
|                               | 12 Sachets x 20g<br>c/u                                                                                                                           | 7702314240549 | 17702314240546 | x 6 Unidades       |
| <b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b> | 2016DM-0014487                                                                                                                                    |               |                |                    |
| <b>INGREDIENTES</b>           | Amonio cuaternario de quinta generación, Blend de enzimas (Proteasa, Amilasa y Celulasa), Tensoactivo no iónico, Secuestrantes, excipientes c.s.p |               |                |                    |
| <b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>    | 2 años                                                                                                                                            |               |                |                    |
| <b>FABRICANTE</b>             | Proquident S.A.                                                                                                                                   |               |                |                    |
| <b>PARTIDA ARANCELARIA</b>    | 3808.94.19.00                                                                                                                                     |               |                |                    |

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>  | <b>ESPECIFICACIONES</b>                                                                                         |
| ASPECTO                                | Polvo granular                                                                                                  |
| COLOR                                  | Blanco grisáceo                                                                                                 |
| OLOR                                   | Característico                                                                                                  |
| <b>CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS</b>   | <b>ESPECIFICACIONES</b>                                                                                         |
| pH                                     | 9,00 – 11,00                                                                                                    |
| HUMEDAD                                | Max. 4 %                                                                                                        |
| CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO         | Blend de Enzimas (Proteasa, Amilasa y Celulasa) 2,5 %.                                                          |
|                                        | Cloruro de Alquildimetilbencilamonio y Cloruro de Alquildimetiletilbencilamonio 13 % (5,2 % de materia activa). |
| SOLUBILIDAD                            | Soluble en agua.                                                                                                |
| <b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b> | <b>ESPECIFICACIONES</b>                                                                                         |
| NO APLICA                              |                                                                                                                 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCLAMAS</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso en instrumental quirúrgico, médico y odontológico.</li> <li>- Fórmula avanzada con agentes detergentes y desinfectantes que limpian y desinfectan el instrumental sin necesidad de enjuague previo, sin cepillado y sin utilizar ningún otro tipo de producto.</li> <li>- No tóxico</li> <li>- No corrosivo</li> <li>- Rápida acción.</li> <li>- Activo contra bacterias, hongos y virus.</li> </ul> |
| <b>MODO DE EMPLEO</b>           | Cada sobre de 20g debe mezclarse con 4L de agua, preferiblemente tibia (30°C-40°C). Revuelva durante 1 minuto hasta que se disuelva completamente. A continuación, sumerja el instrumental en el volumen necesario para cubrirlo por completo y                                                                                                                                                                                                   |

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

|                    |                                                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Proquident®</b> | <b>FICHA TÉCNICA</b><br><b>PRODUCTO TERMINADO</b> | Código: GC-FT-527 |
|                    |                                                   | Versión: 9        |
|                    |                                                   | Página 2 de 2     |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | proceder a su limpieza y desinfección. Deje actuar durante 15 minutos después de la inmersión. Luego, enjuague con abundante agua, seque y continúe con el proceso de esterilización. La solución preparada que no haya sido utilizada debe guardarse en un recipiente tapado, alejado de la luz solar. Utilice únicamente la cantidad necesaria en cada aplicación, NO ES REUTILIZABLE (DE UN SOLO USO). El producto activado tiene una vida útil de 30 días desde su preparación. |
| <b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>         | Almacenar a una temperatura menor a 30°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b> | Manténgase tapado, alejado de fuentes de ignición, protegido de la luz directa y del alcance de los niños y mascotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>                   | Caja plegadiza en cartulina maule laminado Mate y bolsa sachet individual en PET + Nylon / PAPEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |