

	<b>FICHA TÉCNICA</b>			Código: GC-FT-142
	<b>PRODUCTO TERMINADO</b>			Versión: 5
				Página 1 de 1

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	SEDA DENTAL 400M GRATIS 12M PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	400m + 12m	7702314114024	17702314114021	8 x Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	INVIMA 2017DM-0016095			
<b>INGREDIENTES</b>	Nylon, Wax, Aroma, Menthol, Sucralose.			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.			
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	3306.20.00.00			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Filamento entretejido, liso al tacto
COLOR	Blanco a levemente amarillizo
OLOR	Característico Menta
SABOR	Característico Menta
<b>CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
PORCENTAJE DE PARAFINA Y MENTA	Mínimo 12%
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL o g
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL o g
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con cera.</li> <li>- Sabor a menta.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Cortar aproximadamente 40 cm de cinta, enrollar en el dedo medio o del corazón la mayor cantidad de seda e ir enrollando la seda utilizada en el dedo medio de la otra mano. Haga pasar la seda entre diente y diente usando los dedos pulgar e índice. Repita la operación anterior con nuevo tramo de cinta dental de teflón.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Mantener fuera del alcance de los niños. El uso en niños debe ser supervisado por un adulto.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Estuche plástico en PP, burbuja plástica PET y respaldo de cartón.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)