

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-21
		Versión: 7
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	XILODENT PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	20 mL	7702314230724	37702314230725	x 32 Unidades
	20 mL Exportación	7702314230908	37702314230909	x 32 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	COLOMBIA: Reg. INVIMA N° 2020DM-0021216			
	GUATEMALA: Reg. Sanitario OD-2873			
	PERÚ: RUC 20271470381 R.S. N° DM20969E			
INGREDIENTES	Dimetilbenceno, Alcohol.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	2902.44.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido traslúcido, homogéneo, libre de partículas extrañas.
COLOR	Incoloro.
OLOR	Característico aromático, según estándar.
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
SOLUBILIDAD	Insoluble en agua.
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,8335 – 0,8835
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Disolvente desengrasante utilizado para disolver la gutapercha en aquellos casos donde el odontólogo considere necesario.
MODO DE EMPLEO	Aplicar una gota, dejar actuar (2 a 3 minutos) y comenzar la remoción mecánica.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Manténgase bien tapado y en su envase original. No exponer a más de 30°C.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-21
		Versión: 7
		Página 2 de 2

PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Manténgase fuera del alcance de los niños. Para uso profesional. Evitar el contacto directo con las mucosas. No se debe ingerir.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase de vidrio ámbar con tapa en PP.

Copia no controlada

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com