

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-29
		Versión:
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	ZONIDENT 5% PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 120 mL	7702314230847	37702314230848	x 25 unidades
	x 1000 mL	7702314230854	17702314230851	x 6 unidades
	x 3800 mL	7702314230861	17702314230868	x 6 unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2015DM-0012808			
INGREDIENTES	Hipoclorito de Sodio al 5%, Cloruro de Sodio y Agua.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3004.90.29.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido homogéneo traslúcido, libre de partículas extrañas.
COLOR	Ligeramente amarillo
OLOR	Característico a cloro según estándar
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	Alcalino
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0000 – 1,1515
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Hipoclorito de Sodio 5,0 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> Irrigación de conductos. Solución Hipertónica de Hipoclorito de Sodio al 5%
MODO DE EMPLEO	<p>Antiséptico durante la instrumentación en el conducto radicular y auxiliar en barrido mecánico del material orgánico presente en el conducto. Desinfecta por liberación de Cloro.</p> <p>Aplicar con jeringa hipodérmica, empleando aguja N° 22, 23 o 24 sin bisel.</p>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: <i>GC-FT-29</i>
		Versión:
		Página 2 de 2

	Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>No aplicar en áreas infectadas sobre tejidos blandos. Hipersensibilidad al Hipoclorito de Sodio. Es levemente irritante. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico. Evitar el contacto con prendas de vestir.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua.</p> <p>Evitar el contacto directo con las mucosas, mantener bien tapado en un lugar fresco y menor de 30°C, protegido de la luz directa. No se debe ingerir.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Garrafa en PEAD de 1000 mL y 3800 mL (3,8 L). Envase PEAD por 120 mL.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com