



**FICHATECNICA
ENHEBRADORES PLASTICOS PARA
SEDA DENTAL**

Código
GC-FT-10
Versión 1
Página 1 de 2

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Filamento en forma de ojal, liso al tacto
COLOR	Azul rey
OLOR	Inodoro
SABOR	Insaboro
COMPOSICION	Nylon monofilamento 0.30 mm
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
TENCION DEL ENHEBRADOR	No curvatura
CANTIDAD DE PEGA	Suficiente
DIMENSIONES	Ojal: 2.5 cm \pm 0.5 Tallo: 5.0 cm \pm 0.5
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Diseñado para facilitar el paso de la seda dental por lugares de difícil acceso como debajo de los puentes fijos, entre aparatos ortodónticos o entre dientes hundidos y ferulados.
USOS	Insertar en el enhebrador la seda dental, introducirlos por los espacios interproximales, retirar el enhebrador dejando la seda en el espacio para usarla
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Paquete por 4, 6, 12, 24 y granel x 1000 unidades.
NOTIFICACION SANITARIA	NO REQUIERE CERTIFICACION No 2010014709
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener el producto en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>

	FICHATECNICA ENHEBRADORES PLASTICOS PARA SEDA DENTAL	Código GC-FT-10
		Versión 1
		Página 2 de 2

EAN 13 PRESENTACION POR 4 UNIDADES	7702314160267
EAN 13 PRESENTACION POR 6 UNIDADES	7702314160281
EAN 13 PRESENTACION POR 12 UNIDADES	7702314160250
EAN 13 PRESENTACION POR 24 UNIDADES	7702314160243
EAN 13 PRESENTACION POR 1000 UNIDADES	7702314700074

PRESENTACION COMERCIAL




LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
 Gerente Técnica
 ✉ calidad@proquident.com.co