

	FICHA TECNICA CEPILLO DENTAL ADULTO 420 BICOMPONENTE PROQUIDENT	Código GC-FT-677
		Versión 1
		Página 1 de 3

ENSAYO		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Cepillo con cerdas de nylon de textura suave, con mango plástico y opaco marcado Proquident, sin marcar o marcado Cliente.
MATERIAL PARTICULADO		Ausencia
MANGO ANATÓMICO	MATERIAL	Polipropileno
	COLOR	Surtido
	LONGITUD TOTAL DEL MANGO	190 ± 0,2 mm
	NÚMERO DE ORIFICIOS	42
	PESO	40 g aproximadamente
CERDAS REDONDEADAS	MATERIAL	Nylon 6,12
	COLOR	Natural
	ALTURA LIBRE	11 ± 0,5 mm
	CALIBRE	0,9 mm
	NUMERO DE LÍNEAS	4
USOS		Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.
REGISTRO SANITARIO		2017DM-0001210-R1, vence 14/09/2027



**FICHA TECNICA
CEPILLO DENTAL ADULTO 420
BICOMPONENTE PROQUIDENT**

Código
GC-FT-677

Versión 1

Página 2 de 3

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.

Procure mantener el producto en sitios aireados, frescos y secos.

Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.

Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.

EAN 13

7702314451129

	FICHA TECNICA CEPILLO DENTAL ADULTO 420 BICOMPONENTE PROQUIDENT	Código GC-FT-677
		Versión 1
		Página 3 de 3

PRESENTACIÓN COMERCIAL



	LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA Gerente Técnica
	 calidad@proquident.com.co