



**FICHA TECNICA
CEPILLO NIÑO
BICOMPONENTE 320 PROQUIDENT**

Código
GC-FT-671

Versión 3

Página 1 de 2

ENSAYO		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Cepillo con cerdas de nylon de textura suave, con mango plástico y opaco marcado Proquident, sin marcar o marcado Cliente.
MATERIAL PARTICULADO		Ausencia
MANGO ANATÓMICO	MATERIAL	Polipropileno
	COLOR – FIGURAS	Surtido
	LONGITUD TOTAL DEL MANGO	156 ± 0,2 mm
	NÚMERO DE ORIFICIOS	32
	PESO	13,0 g aproximadamente
CERDAS REDONDEADAS	MATERIAL	Nylon 6,12
	COLOR	Natural / Surtido
	ALTURA LIBRE	11 ± 0,5 mm
	CALIBRE	0.9 mm
USOS		Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.
REGISTRO SANITARIO		2017DM-0001210-R1, vence 14/09/2027
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener el producto en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.
EAN 13 CEPILLO NIÑO BICOMPONENTE 320 A GRANEL		7702314155270

	FICHA TECNICA CEPILLO NIÑO BICOMPONENTE 320 PROQUIDENT	Código GC-FT-671
		Versión 3
		Página 2 de 2

EAN 13 CEPILLO NIÑO BICOMPONENTE 320 A GRANEL EN BOLSA	7702314155317
EAN 13 CEPILLO BICOMPONENTE KIDS 2x1	7702314451143

PRESENTACION COMERCIAL




LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
 Gerente Técnica
 ✉ calidad@proquident.com.co